

# ご利用上の注意事項

下記のような事項に該当する方及び部位には使用しないでください。

- ・妊婦及び授乳中の方。
- ・ステロイド等の薬物を持続的に使用されている方。
- ・きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等の部位。
- ・タトゥー(刺青)及びアートメイク部位。
- ・色素が濃く沈着された方及び部位。
- ・まぶた、眼球。
- ・4週以内に日焼けをされた方。もしくは日焼けサロンに通っている方。
- ・糖尿及び他疾患による皮膚異常症患者の方。
- ・光過敏症等の光に関する疾患をお持ちの方。
- ・糖尿病、アルコール中毒の方。
- ・てんかん発作の既往がある方。
- ・ペースメーカーなど体内埋め込み式医療用電子機器、人工心肺などの生命維持装置の有る方。
- ・皮膚癌病歴が有る方や皮膚癌発病率が高い方。
- ・3ヶ月以内に放射線治療や科学療法を受けた経験が有る方。
- ・他に光過敏反応を起こす要素が有る薬物やローション等を1ヶ月以内に使用した方。
- ・外科手術等、皮膚にメスや注射を行った部位については、主治医に確認したうえでご使用ください。
- ・プチ整形など注射に関しては術後、最低3か月以上開けてください。
- ・本器のご使用方法を理解していない方。

※ハンドピースは精密機器です、落下や衝撃をあたえないように注意してお取り扱いください。